



DOK
Mobility

Instructie uitklappen rollator

Binnen 1 minuut uw rollator klaar voor gebruik

1. Opgevouwen haalt u de rollator uit de verpakking



2. Klik de voorwielen in de, daarvoor bestemde, openingen.



3. Klap de achterwielen uit door het rode schuifje naar achter te schuiven.



4. Zet de rollator recht op en trek deze aan de handvaten uit elkaar tot u een 'klik' hoort



5. De rollator is volledig uitgevouwen en klaar voor gebruik.

